



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

רופא וטרינר ארצי למחלות חזירים

03 לדצמבר 2012
י"ט בכסלו תשע"ג

לרופאים הווטרינרים המטפלים במשקי חזירים,

שלום רב,

להלן, הנחיות והמלצות לאיסוף דגימות לאבחונים הנדרשים על מנת להצהיר על בריאות החזירים המיועדים לשימוש במכוני מחקר:

בדיקות סרולוגיות ובדיקת ווירמיה לצירקווירוס 2

- יש להשתמש במבחנות מסוג VACUTAINER, "פקק אדום", עם מחט חדשה (חד-פעמית) לכל חזיר. (VACUETTE, 8ml, Greiner Bio-one, ref. 455071, או מבחנות דומות).
- אין להקפיא.
- יש להעביר למעבדה באותו יום בתנאי קירור (עם קרחומים).

בדיקת בידוד לסלמונלה

- דגימת צואה תילקח מאותו החזיר ממנו נלקחה דגימת דם. לאיסוף דגימת צואה ניתן להשתמש בצנצנות סטריליות הנמכרות בבתי מרקחת. יש להקפיד על התאמת מספור.

בדיקת בידוד לשפעת

- יש להשתמש ב-2 מטושים (FLOQS wabs – Regular Sterile in dry tube Molded, Break Point 80 mm, Ref.552C או מטושים דומים):
לאיסוף ריר מעומק חלל האף:
 - מטוש אחד: להחזיר למבחנה (מטוש "יבש")
 - מטוש שני: להוסיף 2cc מדיום המיועד לנגיף למבחנה ולהחזיר את המטוש פנימה (מטוש "רטוב").
 - יש לשמור במקפיא עד להעברה למעבדה
 - יש להעביר למעבדה במצב קירור (עם קרחומים)
- לכל הדוגמאות המועברות למעבדה יש לצרף תעודת משלוח חומר לבדיקה, ממולאת על כל פרטיה וחתומה ע"י הרופא השולח.

השו"ט יספקו עפ"י דרישה צנצנות מדיום המיועדות לנגיף לשמירת המטושים. מדיום זה, בצורתו נוזלית, יישמר במקפיא. בשליש הראשון של השנה, יסופקו עפ"י דרישה גם מטושים לבידוד נגיף השפעת (כ- 20 מטושים, לאבחון, בתוקף ל-4 חודשים). המטושים יישמרו בטמפרטורת החדר.

לשאלות נוספות ניתן לפנות אלי ישירות.

תודה על תשומת לבכם.

בכבוד רב,

ד"ר שאול פוצי
רופא וטרינר ארצי למחלות חזירים